




# SentrySuite™

Plataforma departamental  
para el diagnóstico  
respiratorio inteligente



# Software SentrySuite™ 360°: todo en una pantalla

Cambio rápido a distintos niveles como Pre, Post, etc.

Resumen claro de la medicación aplicada

Rápida visualización, impresión y almacenamiento de informes

Acceso directo a programas de calibración

Disponible en 18 idiomas

Paso al modo de edición



Interpretación automática con distintas opciones de autor

Acceso rápido a datos de paciente

Fácil selección entre tipos de pruebas

Información detallada sobre la calidad y repetibilidad de la prueba según ATS/ERS

Todos los resultados de la prueba en una tabla definible

Barra o nivel de clasificación codificados por colores

Todos los gráficos importantes en una vista

## Concepto de medición fácil

### Visualización del resumen

sin tener que cambiar de programa. **Todos los pasos importantes:** se puede navegar por la calibración, introducción de datos del paciente, mediciones, interpretación y generación de informes **en UNA pantalla.**


# SentrySuite™ es compatible con una lista completa de mediciones PFT y CPET.



Las series más recientes **Vyntus™** están basadas en SentrySuite™: desde un pequeño espirómetro PC a un PFT de altas prestaciones o dispositivos ECG y CPET.

Todos los programas de medición PFT muestran la misma disposición de gráficos y tablas con **una interfaz de usuario consistente. Se garantiza el funcionamiento intuitivo** y aprendizaje rápido de nuevas mediciones.

## Pletismografía corporal



## Difusión CO SB en tiempo real



## Funciones de medición

Espirometría lenta

Espirometría forzada

MVV

Prueba de provocación bronquial

Pletismografía corporal

FRC Lavado N<sub>2</sub>

Reinhalación FRC HE

Difusión SB en tiempo real

Difusión SB Intrabreath

Difusión NO

Rocc

Oscilometría de impulsos (IOS)

Rinomanometría

P0.1

PIM/PEM

SNIP

Compliance

ECG en reposo

ECG en esfuerzo

CPET respiración a respiración


CPET Cámara mezcla

CPET con alto/bajo FIO<sub>2</sub>

Calorimetría campana CPET


# Supervisión y calidad

## Guiado del operador y el paciente



## Incentivos de animación

Posibilidad de escoger entre 10 animaciones de paciente distintas para espirometría forzada.




Ajuste de la escala objetivo según las necesidades de sus pacientes.

# Control de calidad SentrySuite™: resultados aprobados

SentrySuite™ ofrece muchas herramientas para comprobar la calidad y la precisión de sus mediciones.

Con **SentrySuite™ Quality Management** podrá validar su dispositivo de medición usando jeringas calibradas o simuladores de FRCplet y DLCO. Los pacientes especiales predefinidos en QM SeS desconectan automáticamente la compensación a BTPS y corrigen el espacio muerto.





SentrySuite™ admite pruebas de control biológico con una **base de datos de BIO QC** separada. Los datos del control de calidad BIO QC se identifican y separan fácilmente para realizar análisis de tendencias y otros análisis.

*Según las directrices ATS/ERS, los ensayos deben realizarse en un «sujeto estándar».*

Después de cada prueba, SentrySuite™ ofrece información sobre el grado de **aceptación** y **repetibilidad** de la medición, comprobando los resultados respecto de las **directrices de ATS/ERS** u otras normas definidas.

- Directrices de espirometría ATS/ERS 2019
- Directrices de difusión ATS/ERS 2017
- Directrices de notificación ATS/ERS 2017

...



# Conexión en red

## Los datos unificados de SentrySuite™

### Dispositivos con software SentrySuite™

Sistemas de PFT Vyntus™  
Software SentrySuite™



Vyntus™ CPX  
Software SentrySuite™



Vyntus™ SPIRO  
Software SentrySuite™



Vyntus™ WALK  
Test de la marcha de seis minutos



Estación de trabajo  
Software SentrySuite™



Estación de trabajo  
Revisión móvil de  
SentrySuite™



Estación de trabajo  
por ejemplo, CITRIX



CITRIX

Importación de datos  
médicos no Jaeger




### Lugar de trabajo de revisión del médico

Utilice su entornos de  
red existentes: **basado  
en el cliente, basado  
en web, Citrix.**

## Base central de datos de pacientes e interfaz HIS

Servidor - SQL ilimitado - HL7 - basado en web - HIS - DICOM - GDT

Servidor SQL de SentrySuite™



### Una base central de datos de pacientes, muchas ventajas

La introducción de datos del paciente una sola vez ahorra tiempo de trabajo


Diversas mediciones desde distintos dispositivos en **un único informe**

Mida **la espirometría una vez** y utilícela para otras pruebas como SB Difusión o CPET

**Evite la duplicación de esfuerzos:** los cambios o los nuevos informes, los diseños y los conjuntos previstos se aplican de forma global

**La copia de seguridad automática** garantiza la seguridad de los datos importantes de los pacientes

Sistema de información del hospital



### Conecte su laboratorio cardiopulmonar a su HIS utilizando SentryConnect

La solución de interoperabilidad más potente. Diseñe su solución individual. Nuestros **especialistas informáticos cuentan con mucha experiencia** y lo ayudarán en todo momento.

Recupere **fácilmente los datos de pacientes desde su HIS y envíe** los resultados de las mediciones

Mensajería **HL7** con datos numéricos y gráficos en **pdf** que proporcionan información visual completa a los médicos

Utilice **órdenes con listas de trabajo**

Módulos para tareas avanzadas como la **facturación**

Interfaz GDT para sistemas praxis

# Ahorre tiempo con la herramienta de revisión orientada al flujo de trabajo del médico

| Date                                                                           | Physician                              | Location                              | Patient ID                              | 0 filters active                    |                                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="text" value="Date"/> to <input type="text" value=""/>             | <input type="text" value="Physician"/> | <input type="text" value="Location"/> | <input type="text" value="Patient ID"/> | <input type="text" value="Search"/> | <input type="text" value="Batch Mode"/>     | <input type="text" value="Save Filter"/> |
| 1 2 149 visit(s) found                                                         |                                        |                                       |                                         | <input type="text" value="Date"/>   | <input type="text" value="Filter Presets"/> |                                          |
| Date                                                                           | Name                                   | Patient ID                            | Date of Birth                           | HIS Order ID                        | HIS Visit ID                                | Visit Status                             |
| 04/27/2012<br>11:12 AM                                                         | SeS Sample                             | CFNSPJ0750209                         | 02/09/1975                              | -                                   | -                                           | In Review                                |
| _COMPLETE_PULMONARY                                                            |                                        |                                       | 12/10/2020 3:27 PM                      |                                     | Preliminary                                 |                                          |
| SPIR_FVC                                                                       |                                        |                                       | 12/23/2020 9:52 AM                      |                                     | Preliminary                                 |                                          |
| Report Actions: New Upload Update Delete Send Patient Actions: Patient Details |                                        |                                       |                                         |                                     |                                             |                                          |
| Date                                                                           | Name                                   | Patient ID                            | Date of Birth                           | HIS Order ID                        | HIS Visit ID                                | Visit Status                             |
| 09/09/2011<br>12:57 PM                                                         | SeS Sample                             | CFNSPJ0750209                         | 02/09/1975                              | -                                   | -                                           | Testing Complete                         |
| _COMPLETE_PULMONARY                                                            |                                        |                                       | 12/23/2020 9:50 AM                      |                                     | Preliminary                                 |                                          |
| Date                                                                           | Name                                   | Patient ID                            | Date of Birth                           | HIS Order ID                        | HIS Visit ID                                | Visit Status                             |


## Con el software SentrySuite™ los técnicos y los médicos trabajan codo con codo.

El técnico realiza la medición y guarda el informe correspondiente.

El médico mira todas las visitas y los informes asociados para interpretarlos.

El diseño del estado del flujo de trabajo flexible brinda pasos opcionales como la interpretación preliminar por un colega, con la confirmación o la revisión posterior por el médico que atiende.

Aplice filtros para crear listas de trabajo individuales.



## Herramienta de revisión

Estándar con el software SentrySuite™


- **Vista ultra rápida de un informe** con los resultados a la izquierda y la interpretación a la derecha
- Plantillas y macros de interpretación personalizada
- **Firma electrónica**
- Función automática de envío a HIS
- Gestión de estados
- También disponible como **solución basada en web** con el nombre **SentrySuite™ Mobile Review**

## La inteligencia artificial se une a la interpretación de PFT

Perfecta integración del flujo de trabajo

**ArtiQ.PFT** automatiza completamente la interpretación de las pruebas de función pulmonar y proporciona la probabilidad de enfermedad basándose en IA para apoyar el diagnóstico. Permite a los neumólogos centrarse en la toma de decisiones clínicas y la consulta de los pacientes.

- Emplee su tiempo con inteligencia.
- Aumente la consistencia.
- Maximice la precisión de su diagnóstico.
- Defina sus próximos pasos.



Enviar a HIS



Interpretar


Firma electrónica

# Las herramientas van de la mano del flujo de trabajo

|                             |     | Pred Auth          | Pred  | Pred LL | Best  | %(Best/Pred) | Tr 1  | Tr 2  | Tr 3  | Z-Score |  | Z-Score |  |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|--|---------|--|
| FVC                         | L   | Quanjer GLI (2012) | 5.06  | 4.05    | 4.84  | 96           | 4.84  | 4.78  | 4.68  | -0.37   |  |         |  |
| FEV 1                       | L   | Quanjer GLI (2012) | 4.13  | 3.28    | 4.07  | 98           | 4.07  | 4.02  | 3.97  | -0.12   |  |         |  |
| FEV 1 % FVC                 | %   | Quanjer GLI (2012) | 81.86 | 71.28   | 84.15 |              | 84.15 | 84.10 | 84.82 | 0.40    |  |         |  |
| PEF                         | L/s | ECCS (1993)        | 9.33  | 7.34    | 11.09 | 119          | 11.09 | 10.87 | 10.53 | 1.46    |  |         |  |
| MFEF 75/25                  | L/s | Quanjer GLI (2012) | 4.14  | 2.48    | 4.26  | 103          | 4.26  | 4.23  | 4.18  | 0.10    |  |         |  |
| Quality Grade FVC ATS 2019  |     |                    |       |         | A     |              |       |       |       |         |  |         |  |
| Quality Grade FEV1 ATS 2019 |     |                    |       |         | A     |              |       |       |       |         |  |         |  |

## Puntuación

SentrySuite™ ofrece todas las puntuaciones relacionadas con los parámetros importantes: % de Predicho, Límite Inferior, Límite Superior, Puntuación Z, Desviación Estándar



## Clasificación

Cada programa de medición muestra una barra de clasificación que indica la posible limitación

Guidance Quality Auto Interpretation Interpretation/Comments

SeS Sample, a 42 years old male patient, was referred to this laboratory for evaluation dyspnoea. Spirometry data is ACCEPTABLE and REPRODUCIBLE.

The measured FEV1 was 3.99 L, 102.57 % to reference value GLI.  
The Forced Vital Capacity FVC was 4.72 L, 100.55 % reference value GLI.  
The Airway Resistance with 0.12 kPa/(L/s) is within normal limits of < 0.3.

## Plantillas de interpretación

Cree sus propias plantillas con macros


Guidance Quality Auto Interpretation Interpretation/Comments

Interpretation of visit Intermountain Thoracic Society (1984)

This combination of findings is consistent with the following: Moderate Chest Restriction is indicated by the reduced TLC. The Diffusing Capacity (DLCO) is Moderately Reduced. The DLCO (corrected)/VA is reduced. The reduced DLCO may be caused by an altered gas exchanging surface. Spirometric results are within normal limits. This is a computer interpretation; review by a physician is required.

## Interpretación automática

Varios autores incorporados como estándar: Ellis, Jaeger (1994), ATS/ERS 2005, Intermountain Thoracic Society (1984), Methodist Hospital (1994), IOS, CPET Eschenbacher/Mannina (1990), Fukuda Sangyo



## Gráficos de barras individuales

Cree su propia barra de interpretación con el Diseñador de Informes flexible

# Análisis de tendencias: control de resultados del paciente en el tiempo




| Measurement<br>Parameter |          |            | Spiro      |             |               |
|--------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Date                     | Time     | Medication | FVC<br>(L) | FEV1<br>(L) | MMEF<br>(L/s) |
| 21.07.2010               | 16:26:28 | Salbutamol | 4.85       | 4.07        | 3.81          |
| 21.07.2010               | 16:32:53 |            | 4.87       | 4.05        | 3.70          |
| 25.01.2011               | 13:22:44 |            | 4.84       | 4.07        | 3.99          |
| 09.09.2011               | 12:57:24 |            | 4.72       | 4.02        | 4.26          |
| 27.04.2012               | 11:12:17 |            | 4.79       | 4.03        | 4.19          |
| 13.04.2013               | 10:55:39 |            | 4.57       | 3.73        | 3.64          |
| Mean value               |          |            | 4.77       | 3.99        | 3.93          |
| Standard dev.            |          |            | 0.10       | 0.12        | 0.23          |
| Var. coeff. [%]          |          |            | 2.13       | 2.94        | 5.96          |



Los informes de tendencias se generan de forma estándar en SentrySuite™. Visualice los datos a largo plazo con un clic para cualquier parámetro.

# Transferencia de datos respiratorios

Conecte sus dispositivos de espirometría Jaeger independientes con SentrySuite™



## Conexión en línea de gasometría

Conecte su analizador de gases en sangre a SentrySuite™

- Importación y almacenamiento automáticos de las mediciones de gases en sangre en el registro de datos del paciente de SentrySuite™
- Resultados de PFT / CPET y gasometría en un informe listo para su interpretación
- Compatible con muchos tipos de analizadores de gases en sangre

# Cuestionarios

## Integrados digitalmente en SentrySuite™: soluciones móviles y sin papel

Recoja las respuestas de pacientes electrónicamente e intégre las fácilmente en la base de datos SentrySuite™. Los cuestionarios completos se guardan en la base de datos de pacientes y pueden pasar a formar parte de su informe. Escoja entre nuestros cuestionarios estándar o cree su propio cuestionario con el diseñador de cuestionarios opcional con seis tipos de preguntas distintas.

SentrySuite™ ofrece una función de puntuación para sus cuestionarios.

|                                                                                                                                         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tobacco smoking                                                                                                                         |                | 0 ✓            |
| 1 Have you ever smoked cigarettes? (NO means less than 20 packs of cigarettes or 1 lifetime or less than 1 cigarette a day for 1 year.) |                | 0 ✓            |
| ✓ 1                                                                                                                                     | Yes            |                |
| 2                                                                                                                                       | No             | 2 ✓            |
| 2 Do you now smoke cigarettes (as of 1 month ago)?                                                                                      |                | 3 ✓            |
| ✓ 1                                                                                                                                     | Yes            |                |
| 2                                                                                                                                       | No             |                |
| 3                                                                                                                                       | Does not apply |                |
| 3 How old were you when you first started cigarette smoking? (-1 = Does not apply)                                                      |                | 0 ✓            |
| 15                                                                                                                                      | Age in Years   |                |
| 4 How many cigarettes do you smoke per day now? (-1 = Does not apply)                                                                   |                | 0 ✓            |
| 20                                                                                                                                      | Cigarettes/day |                |
| 5 Do or did you inhale the cigarette smoke?                                                                                             |                | 2 ✓            |
| 1                                                                                                                                       | Does not apply |                |
| 2                                                                                                                                       | Not at all     |                |
| 3                                                                                                                                       | Slightly       |                |
| ✓ 4                                                                                                                                     | Moderate       |                |
| 5                                                                                                                                       | Deeply         |                |
| Thank you                                                                                                                               |                | ?              |
|                                                                                                                                         |                | Total score: 8 |

## Introducción de datos externos

### Introducción de datos externos: función estándar en SentrySuite™

Amplíe y alimente su base de datos SentrySuite™ con mediciones externas como el NO exhalado, los valores de lactato y gasometría.

1



Cree un nuevo grupo de parámetros o utilice grupos de parámetros implementados como la gasometría

2



Introduzca y guarde los resultados en la base de datos SentrySuite™

3



Interprete, visualice e imprima junto con los datos de PFT / CPET en un informe común

|                   |     | Pred  | Best     | %(B/P) | 1     | 2     | 3     | -3 | -2 | -Z-Score | 2 | 3 |
|-------------------|-----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|----|----|----------|---|---|
| <b>Spirometry</b> |     |       |          |        |       |       |       |    |    |          |   |   |
| FVC               | L   | 4.69  | 4.57     | 97     | 4.57  | 4.31  | 4.46  |    |    |          |   |   |
| FEV 1             | L   | 3.89  | 3.73     | 96     | 3.73  | 3.54  | 3.71  |    |    |          |   |   |
| FEV 1 % VC MAX    | %   | 80.37 | 81.67    | 102    | 81.67 | 77.38 | 81.17 |    |    |          |   |   |
| <b>Exhaled NO</b> |     |       |          |        |       |       |       |    |    |          |   |   |
| NO                | ppb |       | 23       |        |       |       |       |    |    |          |   |   |
| Level date        |     |       | 13.04.13 |        |       |       |       |    |    |          |   |   |
| Level time        |     |       | 10:55    |        |       |       |       |    |    |          |   |   |

Ejemplo de informe de espirometría mostrando una medición de óxido nítrico introducido fuera de línea





## Investigación clínica

### Sentry CIS DataCube

- Acceda a sus datos sobre función pulmonar para realizar estudios clínicos y crear estadísticas con **Sentry CIS Data Cube**.
- Defina y utilice bases de datos de estudios personalizadas basándose en los datos personales del paciente y de la visita SentrySuite™, cuestionarios estándar, información prevista y parámetros de medición.
- Interfaz del usuario con función de **creación de consultas** sencillas
- Resultados en formato Microsoft Excel u otros
- Aproveche las diversas configuraciones de tablas
- Personalice, guarde y cargue sus consultas

Save filter Load filter

All\_Best

Visit Date is after 2012-01-01

AND Visit Date is before 2016-10-01

AND Gender is male

AND FEV 1 %PRED less than 60

**SentrySuite™** proporciona acceso a sus datos de paciente para realizar estudios clínicos.

De SentrySuite™ Query Builder al resultado en Excel

|    | A          | B             | C      | D         | E          | F   | G      | H      | I         | GT      | HC    | HI          | JK    | JN     | LA     | LD     | U      | LY         |
|----|------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|--------|--------|-----------|---------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1  | Visit Date | Patient ID    | Gender | Race      | Test Date  | Age | Height | Weight | LevelType | FEV 0.5 | FEV 1 | FEV 1 % FVC | FVC   | FVC In | MEF 25 | MEF 50 | MEF 75 | MFEF 75/25 |
| 4  | 27.11.2014 | GAB10031963   | male   | Caucasian | 27.11.2014 | 51  | 1,74   | 90     | 1         | 3,492   | 4,255 | 83,613      | 5,089 | 5,484  | 1,137  | 4,788  | 11,253 | 4,643      |
| 5  | 13.04.2013 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 13.04.2013 | 38  | 1,74   | 80     | 1         | 3,129   | 3,986 | 84,485      | 4,718 | 4,691  | 1,974  | 4,819  | 8,318  | 4,179      |
| 6  | 27.04.2012 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 27.04.2012 | 37  | 1,74   | 80     | 1         | 3,24    | 4,139 | 84,014      | 4,965 | 5,002  | 1,868  | 4,898  | 9,183  | 4,188      |
| 7  | 09.09.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 12.09.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 1         | 3,145   | 4,024 | 85,226      | 4,721 | 4,766  | 2,015  | 4,785  | 8,101  | 4,339      |
| 8  | 25.01.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 25.01.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 5         | 2,984   | 3,779 | 91,57       | 4,127 | 3,408  | 2,506  | 5,183  | 7,748  | 4,733      |
| 9  | 25.01.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 25.01.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 5         | 3,022   | 3,873 | 91,855      | 4,216 | 3,622  | 2,642  | 5,196  | 7,761  | 4,748      |
| 10 | 25.01.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 25.01.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 5         | 1,424   | 1,848 | 91,439      | 2,021 | 1,399  | 1,2    | 2,424  | 3,628  | 2,276      |
| 11 | 25.01.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 25.01.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 6         | 3,041   | 3,911 | 82,642      | 4,732 | 4,485  | 1,74   | 4,502  | 7,489  | 3,997      |
| 12 | 25.01.2011 | CFNSPIO750209 | male   | Caucasian | 25.01.2011 | 36  | 1,74   | 80     | 5         | 3,703   | 3,378 | 91,721      | 3,688 | 2,856  | 2,352  | 4,886  | 7,811  | 4,558      |

# Ciberseguridad de SentrySuite™





El software SentrySuite™ le protege frente a las amenazas de ciberseguridad gracias a amplios mecanismos de protección técnica integrados. El control de acceso y la seguridad de los datos son claves para proteger la información sobre salud. SentrySuite™ ofrece numerosas funciones de seguridad y administración de usuarios completa.

**Tres pasos para proteger sus datos de paciente:**




## 1. Autenticación

SentrySuite™ ofrece **numerosos ajustes para proteger su contraseña** incluido el uso del Inicio de sesión único y el enlace con Active Directory a través de **LDAP**.



## 2. Autorización

El programa **Administración de usuarios** de SentrySuite™ permite **crear usuarios y grupos de usuarios** fácilmente con sus **derechos asignados**. Asegúrese de que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los distintos subprogramas.



## 2. Auditoría



El programa **Visor de archivos de registro** registra todos los pasos realizados dentro del software SentrySuite™ con el usuario correspondiente.

| Date Time                 | User name | Workstation ID | Site | Event ID | Event text                                        | Application         |
|---------------------------|-----------|----------------|------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ✓ 2017-02-14 10:59:26,070 | Dr. Smith | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4021     | Startup program                                   | Bodyplethysmography |
| ✓ 2017-02-14 10:59:25,250 | n/a       | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4013     | Dr. Smith                                         | Session Manager     |
| ✓ 2017-02-14 10:59:24,090 | Dr. Smith | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4021     | Exit program                                      | Spirometry          |
| ✓ 2017-02-14 10:20:25,880 | Dr. Smith | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4021     | Startup program                                   | Spirometry          |
| ✓ 2017-02-14 10:20:25,150 | n/a       | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4013     | Dr. Smith                                         | Session Manager     |
| ✓ 2017-02-14 10:20:23,800 | n/a       | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 4021     | Starting Application 'Spirometry'                 | SentryDesktop       |
| ✓ 2017-02-14 10:20:14,030 | n/a       | LWDEU073XL56R1 | n/a  | 1000     | Run Automatic: Completed Task 'Start up database' | SentryDesktop       |



 Jaeger Medical GmbH  
Leibnizstrasse 7  
97204 Hoechberg  
Alemania



ArtiQ.PFT  
 ArtiQ NV  
Diestsepoort 1  
3000 Lovaina  
Bélgica



**Para uso internacional.**

© 2026 Jaeger Medical GmbH. Todos los derechos reservados. Jaeger, el logotipo de Jaeger Medical y todas las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Jaeger Medical GmbH o una de sus filiales. Lea las instrucciones completas de uso que se entregan con los dispositivos o siga las instrucciones indicadas en el etiquetado del producto. JAE-INT-2600006 | 1.0